



EURONDA BEUTEL-HALTERUNG

passend für Autoklav E9 Next 18 L

Artikelnummer: 200422

Hersteller: Euronda

Preis: 59,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Beutel-Halterung ist kompatibel mit dem Autoklaven E9 Next 18 L von EURONDA. Die Halterung ermöglicht die aufrechte Lagerung von Beuteln während der Aufbereitung im Autoklaven. Hierdurch sorgen Sie für Ordnung, aber auch für die Sicherheit des Instrumentariums während der Sterilisation.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate