



EURONDA DESTILLIERGERÄT AQUADIST 2G

zur Umwandlung von Leitungswasser zu VE-Wasser zum Befüllen von Sterilisatoren

Artikelnummer: 200410

Hersteller: Euronda

UVP: 325,00 €

Preis: 291,67 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Wasser-Destilliergerät Aquadist 2G von Euronda stellt ungefähr 0,75 Liter destilliertes Wasser pro Stunde her. Durch Erhitzung im integrierten Tank verdampft das Wasser, nach Abkühlung des Dampfes entsteht ein Destillat, das automatisch in den Kanister abfließt. Das destillierte Wasser aus dem Aquadist ist geeignet für die Nutzung bei der Sterilisation und entspricht den Anforderungen der Norm EN 13060 für Dampfsterilisation.

Spezifikation:

Art des Artikels: Destillationsgerät

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Stromversorgung: 230 V - 240 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22
Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter;EXL

Gewicht: 3,5 kg

Garantielaufzeit: 24 Monate

Volumen Wassertank: 4 Liter