



EURONDA E-WIFI DOKUMENTATION

kabellose Übertragung der Sterilisations- und Siegeldaten

Artikelnummer: 200402

Hersteller: Euronda

UVP: 299,00 €

Preis: 267,11 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die E-WiFi Dokumentation von EURONDA erleichtert Ihren Praxisalltag. Das System ermöglicht die drahtlose Datenübertragung von Sterilisations- und Siegeldaten aus EURONDA-Geräten auf ein mobiles Endgerät. Hierfür können PC, Tablet oder Smartphone genutzt werden, das Endgerät muss lediglich über WLAN verfügen. Sie umgehen das Verlegen von Netzkabeln und manuelles Kopieren von Daten und sparen so wertvolle Zeit im täglichen Praxisablauf.

Das E-WiFi überträgt Zyklusdaten von E8-, E9- und E10-Autoklaven oder Siegeldaten vom Euroseal Valida direkt an das gewünschte Gerät, alle wichtigen Parameter stehen zur Freigabe, Dokumentation und Rückverfolgung

Ihres Sterilguts zur Verfügung und können in eine Praxis-Software übernommen werden. Der Datenabruf kann je nach Wunsch automatisch erfolgen oder nach manuellem Knopfdruck.

Die übertragenen Prozessdaten können mit der kostenfreien EURONDA Dokumentationssoftware E-Memory freigegeben und archiviert werden. Die Aus- oder Nachrüstung Ihres Gerätes mit E-WiFi ist einfach, die vorhandene SD-Karte wird durch eine SD-Speicherkarte des Systems ersetzt und der Praxis-PC wird in wenigen Schritten für die Übertragung eingerichtet. Er holt die Daten von bis zu fünf Autoklaven und Foliensiegelgeräten zur Verwaltung ab.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwarz

Passend für Siegelgerät: Euroseal Valida

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22 Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter;EXL

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate