



EURONDA EUROTRAY EDELSTAHLSIEB

Instrumentensets optimal aufbereiten und lagern

Artikelnummer: 200529

Hersteller: Euronda

Preis: ab 179,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Eurotray Edeltstahlsiebe von Euronda sind vollständig gelocht und bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Sie dienen als zuverlässiges Zubehör für die Reinigung und Desinfektion im Thermodesinfektor. Die Verwendung von Silikonpads ermöglicht ein leichtes Einsortieren der Instrumente in das Waschtray und gewährleistet einen optimalen Abstand zwischen den Instrumenten, um eine gute Umspülung sicherzustellen. Zudem verhindert eine Silikonschiene im Deckel, dass die Instrumente während der Aufbereitung verrutschen. Alle Silikoneinsätze können flexibel anhand der Gitterstruktur angeordnet und bei Bedarf einfach entfernt werden. Die Trays lassen sich dank des praktischen Schnappverschlusses einfach und sicher verschließen. Der klappbare Haltebügel im Deckel erleichtert den Transport und unterstützt beim

Einsetzen in Sterilisiercontainer. Die Eurotray Edelstahlsiebe ermöglichen einen effizienten Workflow bei der Aufbereitung von Instrumentensets. Nach der Anwendung werden die Instrumente von grobem Schmutz befreit, direkt in das Waschtray einsortiert und mit dem Deckel verschlossen. Dadurch durchlaufen sie die gesamte Aufbereitungskette und können auch so gelagert werden. In Kombination mit Eurobox Sterilisiercontainern entfällt das Einschweißen in Sterilisierfolie.

Größe S:- Waschtray für kleine Behandlungssets- Boden und Deckel perforiert- Deckel mit Schnappverschluss

Größe M:- Waschtray für Behandlungssets- Boden und Deckel perforiert- Silikoneinsätze für bis zu 10 Instrumente- Stapelbar

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter