



## EURONDA KORB MIT INJEKTORSCHIENE FÜR 8 HANDSTÜCKE

passend für EUROsafe 60

Artikelnummer: 200469

Hersteller: Euronda

UVP: 499,00 €

**Preis: 436,63 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der EURONDA Korb mit Injektorschiene ist ein Waschgutträger für EUROsafe 60. Der aus rostfreiem Edelstahl bestehende Korb besitzt eine Injektorschiene, die mit acht Anschlüssen für Hand- und Winkelstücke versehen ist. Weitere Einsätze für Reinigungsgut können ergänzt werden.

Die separate Versorgung der Schiene mit Spülwasser ermöglicht eine gründliche Innenreinigung der Instrumente und die verschleißarmen Edelstahlfilter fangen feinste Teilchen auf. Die Trocknung von innen erfolgt nach der Desinfektion über heiße Luft aus einem Luftkanal.

Sollten nicht alle Öffnungen verwendet werden, können diese mit den beiliegenden Adaptern verschlossen werden, um den Spüldruck trotzdem

gleichmäßig zu verteilen. An die Injektorschiene können ebenfalls Aufsätze zur Aufbereitung von ZEG-Spitzen angeschlossen werden.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: Eurosafe 60

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate