



EURONDA NORM-TRAY AUS ALUMINIUM, BODEN GELOCHT

Tablett für das Sterilisieren von Instrumenten

Artikelnummer: 200432

Hersteller: Euronda

Preis: 13,36 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Aluminium-Tablett ist für die Nutzung mit EURONDA Autoklaven vorgesehen. Das Tray nimmt Instrumente auf, um diese während der Reinigung sicher aufzubewahren. Die Trays haben eine Größe von 18 x 28 Zentimetern, einen gelochten Boden und sind erhältlich in fünf Farben, die beispielsweise die Ordnung und somit die Sicherheit in der Praxis unterstützen. Die Trays lassen sich leicht mit einem Flächendesinfektionsmittel reinigen und sind im Autoklaven bei 134° C sterilisierbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: Tablett

Abmessungen Tx Bx H: 18 cm x 28 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22
Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter;EXL

Garantielaufzeit: 24 Monate