



EURONDA OP-ANZUG AUS MIKROFASER, ZWEITEILIG

atmungsaktiv und wasserabweisend, 20 Stück

Artikelnummer: 206890

Hersteller: Euronda

Preis: 96,73 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der zweiteilige OP-Anzug von Euronda stattet Sie perfekt für die sichere Arbeit als unsterile Assistenz aus. Der blaue Anzug besteht aus einem Kurzarm-Hemd mit V-Ausschnitt und einer langen Hose. Der unsterile Anzug besteht aus wasserabweisender Mikrofaser und ist sehr atmungsaktiv.

Spezifikation:

Art des Artikels: Kittel

Farbe: hellblau

Material: Mikrofaser