




EURONDA SILIKON-TÜRDICHTUNG E10/ E9/ E7/ E5

passend für Euronda Autoklaven

Artikelnummer: 200421

Hersteller: Euronda

Preis: 55,50 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Silikon-Türdichtung ist kompatibel mit allen EURONDA Autoklaven. Eine intakte Türdichtung sichert den optimalen Sterilisationsprozess für Ihre Instrumente. Der Wechsel kann mit diesem Ersatzteil schnell und einfach selbst erledigt werden. Hierbei wird empfohlen, den Türdichtungswechsel immer gemeinsam mit einem Wechsel des bakteriologischen Filters vorzunehmen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwarz

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22 Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter;EXL

Material: Silikon