



## **EURONDA TRAY GESTELL E9**

passend für Euronda Autoklav E9

Artikelnummer: 200590

Hersteller: Euronda

**Preis: 61,90 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das Traygestell ist kompatibel mit dem Autoklaven E9 von EURONDA. Sie können zwischen den Varianten für ein Kammervolumen von 18 oder 24 Litern wählen. Im Gestell können Instrumente mit Sterilisationskassetten oder Trays in Normgröße aufbereitet werden. Das Gestell bietet Platz zur Aufnahme von bis zu vier Sterilisationskassetten in Normgröße (18 x 28 cm). Durch Kippen um 90° lässt sich das Gestell alternativ mit fünf Normtrays nutzen. Die tiefere Version für Modelle mit 24 Liter Sterilisierkammer kann zusätzlich 4 Kassetten in 1/4 Normgröße aufnehmen (18 x 7 cm).

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E9 Next 22 Liter

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate

Beladungsmenge: 5 Tablett;3 Normtray-Kassetten