



EURONDA ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT EUROSONIC 3D 2,7L

mit Heizung

Artikelnummer: 200453

Hersteller: Euronda

UVP: 588,00 €

Preis: 501,95 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Ultraschallgerät EUROSONIC 3D von Euronda sorgt für eine komfortable und gründliche Ultraschallreinigung. Die Reinigung beruht auf der Sweep-Mode-Technologie, bei der die Frequenz der Wellen stetig um die Ausgangsfrequenz schwankt. Dadurch werden die Wellen überlagert und in mehrere Richtungen reflektiert. So wird letztlich die mechanische Wirksamkeit der Kavitation auf ein Maximum erhöht, da die Wellen sich im gesamten Behälter ausbreiten. Das ermöglicht beste Reinigungsergebnisse. Es stehen Zykluszeiten bis 30 Minuten bei konstant 60 °C oder 35 °C zur Verfügung, die bequem per Tastendruck wählbar sind. Bei Bedarf kann das Ultraschallbad auch unbeheizt betrieben werden. Über das E-Light Lichtsystem wird immer der

aktuelle Gerätestatus angezeigt. So wird schnell erkennbar, ob sich das EUROSONIC im Bereitschaftsmodus befindet, gerade aufheizt, die Wassertemperatur zu Ihren Instrumenten passt oder die Reinigung erfolgreich beendet ist. Das EUROSONIC 3D hat ein Fassungsvermögen von 2,7 Liter. Ein passendes Zubehörset mit Edelstahlkorb, Glasbecher und Deckel ist ebenfalls erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ultraschallreinigungsgerät

Abmessungen Tx Bx H: 15,6 cm x 26 cm x 22 cm

Innenmaße: 13,5 cm x 23,8 cm x 10 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Stromversorgung: 230 V / 50-60 Hz

Leistung: 280 W

Farbe: weiß

Gewicht: 3,3 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate

Kammervolumen: 2,7 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

VE-Wasseranschluss: Nein

Temperatur: 60°C

Ablaufhahn: Nein