




EURONDA UNIVERSELLE EDELSTAHLABLAGE

passend für Euronda Autoklaven mit 24 L Kammervolumen

Artikelnummer: 200591

Hersteller: Euronda

UVP: 49,80 €

Preis: 47,67 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Edelstahlablage kann mit allen EURONDA Autoklaven genutzt werden, die ein Kammervolumen von 24 Litern haben. Die robuste Ablage ist bestens für die Aufnahme von großvolumigem Sterilgut oder Sterilgutcontainern geeignet. Sie wird direkt in der Sterilisierkammer platziert. Hinweis: Diese Ablage ist auch für Autoklaven mit einem Kammervolumen von 18 Litern erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22 Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter;EXL

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate