



BODE DOSIERGERÄT DESOMAT 800

zur Herstellung und Dosierung von Gebrauchslösung

Artikelnummer: 205404

Hersteller: Hartmann

Preis: ab 2.489,61 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das BODE Dosiergerät Desomat 800 ist eine Dosierhilfe zur Herstellung und Dosierung von Gebrauchslösungen. Mit dem Desomat 800 erhalten Sie dauerhaft exakte Mischverhältnisse Ihrer Gebrauchslösungen und unterstützen dadurch den Hygieneerfolg und den Schutz von Mitarbeitern und Patienten. Das Dosiergerät ist für die Nutzung in der Zentralsterilisation, Operations- und Stationseinheiten, in Reinraumbereichen und Altenpflegeeinrichtungen geeignet.

Die Dosierung lässt sich exakt und stufenlos in einem Einstellbereich von 0,25 % bis 5,0 % einstellen und die Gebrauchslösung lässt sich frei entnehmen. Eine zusätzliche automatische Entnahme zweier definierter Gebrauchslösungsmengen ist möglich. Die Menge des beizumischenden

Produktes wird ständig seitens des Gerätes kontrolliert, ebenso wird die Impfstelle kontinuierlich gespült. Die Abgabe der Lösung erfolgt drucklos. Bei Störungen wird ein optisches Signal über die Kontrollanzeige ausgegeben, bei Produkt- und Wassermangel, fehlendem Produktfluss und Stromausfall wird das Gerät gesperrt.

Das BODE Dosiergerät entspricht den "Anforderungen an Gestaltung, Eigenschaften und Betrieb von dezentralen Desinfektionsmittel-Dosiergeräten". RKI-Empfehlung: 2004; belegt durch HygCen Zertifikat Identifikationsnr. 99254 bzw 99197.

Hinweis: Die Gewährleistung beträgt 12 Monate ab Inbetriebnahme durch einen von Bode Chemie GmbH autorisiertes Service-Unternehmen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Dosiergerät

Abmessungen Tx Bx H: 14 cm x 30 cm 35 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Stromversorgung: 230 V / 50-60 Hz

Farbe: silber

Gewicht: 8,5 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Verbindung: Netzwerkkabel

Beladungsmenge: 5 Liter