



## HAWO HD VALIPRINT ETIKETTENDRUCKER

für die Siegelgeräte hd 380 und hd 480

Artikelnummer: 203005

Hersteller: hawo

UVP: 990,00 €

**Preis: 917,88 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Valiprint-Etikettendrucker von HAWO ermöglicht die gesetzeskonforme und hilfreiche Kennzeichnung von Instrumenten und wird mit den Siegelgeräten hd 380 und hd 480 genutzt. Alle zuvor eingelesenen Informationen werden auf dem Etikett ausgegeben und somit auf der Verpackung aufgeklebt. Die mit dem Valiprint verwendeten Sandwich-/Duplexetiketten mit Prozessindikator geben zusätzlich Auskunft darüber, ob die Sterilisation erfolgreich stattgefunden hat. Der Indikator (DIN EN ISO 11140-1, Klasse 1) zeigt zuverlässig auf einen Blick, ob das verpackte Instrumentarium ordnungsgemäß sterilisiert wurde. Dies wird durch den deutlichen Farbumschlag von rosa zu braun signalisiert. Das Etikett bietet Platz für die erforderliche Freigabe nach der Sterilisation. Bei Bedarf

lassen sich die Etiketten schnell und einfach selbst austauschen.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Drucker

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Stromversorgung: 230 V

Garantielaufzeit: 12 Monate