



## **HAWO SEAL CHECK HDPE FÜR DURCHLAUFSIEGELGERÄTE, 250 STÜCK**

für Klarsichtbeutel und -schläuche aus Tyvek/Folie

Artikelnummer: 201579

Hersteller: hawo

UVP: 102,00 €

**Preis: 96,49 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Indikatorstreifen Seal Check HDPE von Hawo sind geeignet für Klarsichtbeutel und -schläuche aus Tyvek®/Folie und werden mit Durchlaufsiegelgeräten genutzt. Die 175 Millimeter langen Teststreifen machen fehlerhafte Stellen auf dem dunklen Indikatorstreifen sichtbar. Die Streifen entsprechen DIN EN ISO 11607-2 und ermöglichen schnelle Testergebnisse bei der routinemäßigen Kontrolle Ihres Siegelgerätes gemäß KRINKO/BfArM Empfehlung sowie zur Überprüfung der Qualitätseigenschaften im Rahmen der Validierung und erneuten Leistungsbeurteilung (Revalidierung), das Medical Grade Papier entspricht EN 868-9.

Hawo Siegelgeräte mit Intelligent Scan schalten durch Einscannen der aufgedruckten Barcodes automatisch in den Seal Check-Modus. Die Teststreifen werden in einer speziell für die einfache Anwendung konzipierten Spenderbox geliefert, die die Entnahme erleichtert, sowie mit einer Referenzkarte zur Beurteilung der Ergebnisse.

Hinweis: Der Seal Check ist nicht geeignet bei Verwendung von Seitenfaltenfolie.

Art des Artikels: Seal Check

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Überprüfung Folienschweißgerät

Norm: DIN EN ISO 11607-2;EN 868-9