



HEGA ROLA WASCHSPRITZE

mit offenem Schlauchende und Anschluss-Set

Artikelnummer: 207051

Hersteller: HEGA-Medical

Preis: ab 127,04 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Waschspritze Rola von HEGA verfügt über ein voreinstellbares Durchflussvolumen und ein stufenlos verstellbares Sprühbild von Voll- zu Sprühstrahl. Am ergonomisch geformten Handgriff aus Weichgummi findet sich eine Feststellfunktion für Dauersprühen. Außerdem ist ein Haltekonus für einen Wand- oder Tischhalter dabei. Die Waschpistole ist wahlweise mit Wasser-Anschluss-Set $\frac{1}{2}$ " oder $\frac{3}{4}$ " erhältlich, sowie unterschiedlichen Längen und Materialien des Schlauchs.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungspistole

Gewicht: 0,3 kg