



HEGA WANDHALTER FÜR REINIGUNGSPISTOLEN

für alle Wasch- und Reinigungspistolen von HEGA

Artikelnummer: 207056

Hersteller: HEGA-Medical

Preis: ab 65,28 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Mit dieser Wandhalterung können Sie Ihre Reinigungspistole kinderleicht verstauen. Die Halterung passt zu allen HEGA Wasch- und Reinigungspistolen. Sie können zwischen einer Wandhalterung aus Edelstahl oder Kunststoff wählen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör