



HUPFER ALLZWECKWAGEN

mit fest eingeschweißten Tischplatten

Artikelnummer: 206868

Hersteller: Hupfer

Preis: ab 434,06 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Allzweckwagen von Hupfer machen ihrem Namen alle Ehre und sind vielseitig einsetzbar, verschiedenste Aufgaben in Klinik und Labor, Transportieren, Zwischenlagern und Aufbewahren sind mit den Wagen leicht und sicher zu bewerkstelligen. Der Wagen in stabiler selbsttragender Edelstahl-Konstruktion besteht aus einem Vierkantrohrrahmen mit zwei fest eingeschweißten Tischplatten, von denen jede 40 Kilogramm Nutzlast trägt. Wagen und Platten sind leicht zu reinigen und sicher verschweißt. Die antistatische Bereifung besteht aus vier Lenkrollen aus Polyethylen, die gleichzeitig als Anfahrerschutz dienen, zwei davon mit Totalfeststellern für sicheren Stand. Die obere Platte liegt auf einer Höhe von 80 Zentimetern.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Allzweckwagen

Fachbereich: Labor;Pharma;Klinik

Farbe: silber

Material: Edelstahl

Beladungsmenge: 80 kg