



HUPFER MOBILER STERIL-BEREITSTELLUNGSTISCH

Mobile Bereitstellungseinheit mit einer glatten, fest verschweißten Oberfläche

Artikelnummer: 208211

Hersteller: Hupfer

UVP: 1.265,91 €

Preis: 1.085,06 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der mobile Steril-Bereitstellungstisch von Hupfer zeichnet sich durch eine robuste, eigenständige und hygienische Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl aus. Die Stabilität wird durch einen nahtlos verarbeiteten Vierkantrahmen mit einer dauerhaft eingeschweißten Edelstahlblech-Oberfläche gewährleistet.

Die Tischplatte ist pflegeleicht gestaltet und an allen Seiten abgekantet. Zwei Einschubschienenpaare können mühelos in das Rahmengestell eingehängt werden, zusätzlich zu einem weiteren, fest eingeschweißten Schienenpaar darunter. Als Anfahrerschutz dienen vier Stoßbecken aus Polyethylen, die den Wagen sowie angrenzende Wände vor Beschädigungen schützen.

Der Wagen ist auf vier Lenkrollen montiert, wobei zwei Rollen über Totalfeststeller verfügen. Die Räder haben einen Durchmesser von 75 mm, sind mit einer Rückenlochbefestigung, verzinkt-chromatisiertem Gehäuse, Kunststoffrad mit Doppelkugellager und Fadenschutz ausgestattet. Der mobile Steril-Bereitstellungstisch ist elektrisch leitfähig (antistatisch) und entspricht den Abmessungen gemäß DIN 18867-8. Das Plattenmaß entspricht 665 × 665 mm.

Spezifikation:

Art des Artikels: Bereitstellungstisch

Abmessungen Tx Bx H: 700 × 700 × 902 mm

Gewicht: 20,047 kg

Norm: DIN 18867-8