



BANDKLAMMER FÜR GELENKINSTRUMENTE

hitzebeständig über 134°C

Artikelnummer: 205409

Hersteller: Key Surgical

Preis: ab 12,36 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Bandklammer gewährleistet das Offenhalten von Instrumenten mit Maulteilen und Gelenken. Die Bandklammer besteht aus Edelstahl, der mit Silikon überzogen wurde, die Klammer ist für die Benutzung im Thermodesinfektor und Autoklaven bei bis zu 134°C geeignet. Die Bandklammer ist in unterschiedlichen Ausführungen für verschiedene Verwendungszwecke erhältlich: weiß (40 Millimeter), gelb (50 Millimeter), blau (60 Millimeter), rot (70 Millimeter) und grün (80 Millimeter).

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution;Eurosafte 60

Material: Edelstahl, mit Silikonüberzug