



INSTRUMENTENSCHUTZKAPPEN GELOCHT, 100 STÜCK / 32 MM X 254 MM

zum Einmalgebrauch, klar

Artikelnummer: 201002

Hersteller-EAN: 4047389014873

Hersteller: Key Surgical

Preis: 24,47 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Schutzkappen werden bei der Aufbereitung verwendet, um hochwertige Instrumente vor Schäden zu bewahren und das Praxispersonal vor Stich- und Schnittverletzungen durch spitzen Instrumentarium zu schützen. Außerdem werden die Kosten der Wiederaufbereitung minimiert, da die Sterilgutverpackung vor Rissen und Punktierungen geschützt wird und dadurch ein optimaler Aufbereitungszyklus möglich ist.

Die runden Instrumentenschutzhüllen bestehen aus klarem Vinyl, haben einen Durchmesser von 3,2 Millimetern und eine Höhe von 25,4 Millimetern. Die Hüllen sind für die Sterilisation mit Dampf bei 121/134°C und Ethylenoxid (EO)

geeignet.

Key Surgical hat noch weitere Varianten dieses Produkts im Sortiment. Eine Übersicht finden Sie unter "Downloads & Datenblätter". Lassen Sie uns wissen, welche Artikel für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Instrumentenschutzhülle

Abmessungen Tx Bx H: Ø 0,32 cm x 2,54 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: klar

Material: Vinyl