



## KEY SURGICAL LCPRO MINI NACHFÜLLPACKUNG INDIKATOREN

für die routinemäßige Prozesskontrolle im Kleinsterilisator, 250 Stück

Artikelnummer: 207063

Hersteller: Key Surgical

**Preis: 100,51 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die LCpro Mini von Key Surgical sind für die Chargenüberwachung des Sterilisationsprozesses von Kleinsterilisatoren (Klasse B) geeignet. Sie sind konform zur EN 867-5.

Bei erfolgreichem Prozess schlägt der 4-Stufen-Indikator nach schwarz um. Das Ergebnis kann so einfach interpretiert und der Indikator zur Dokumentation eingeklebt werden. Die LCpro Mini sind bei 134°C für eine Haltezeit von 3,5 Minuten geeignet und bei 121°C für 15 Minuten.

Sie erhalten Sie 250 Indikatoren. Zur Verwendung wird der wiederverwendbare Prüfkörper benötigt (separat erhältlich).

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Indikator