



KLEINTEILESIEBE MIT DECKEL

mit Maschenweiten von 3x3 mm und größer

Artikelnummer: 207950

Hersteller: Key Surgical

Preis: ab 33,65 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Kleinteilesiebe aus Edelstahl sind für die Instrumentenreinigung im Thermodesinfektor geeignet. Feine Instrumente und kleine Teile können in das Sieb gelegt werden, um während der Aufbereitung sicher aufbewahrt zu werden. Die Siebe werden mit einem Deckel geschlossen, dadurch ist das kleinteilige Instrumentarium geschützt und bleibt lange erhalten. Die Maschenweiten dieser Körbe betragen 3mm x 3mm oder mehr, abhängig vom Modell.

Spezifikation:

Art des Artikels: Sieb