



SPEZIALÖL "ENGINOL" FÜR DRUCKLUFTMASCHINEN, 50 ML FLASCHE

für optimale Funktionsfähigkeit

Artikelnummer: 202711
Hersteller: Key Surgical

Preis: 4,60 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Spezialpflegeöl "Enginol" wird für Druckluftmaschinen genutzt. Durch die regelmäßige Pflege der Maschinen erhöhen Sie deren Langlebigkeit und schaffen dauerhaft perfekte Funktionsfähigkeit. Hinweis: Nicht für Hochgeschwindigkeitsmotoren geeignet.

Spezifikation:

Art des Artikels: Pflegeöl

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP