



THERMOTRANSFERROLLE MONARCH

110 mm x 600 m, Wachs-Harz-Qualität

Artikelnummer: 206285

Hersteller: Key Surgical

Preis: 71,86 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Thermotransferfolie wird mit dem dreizeiligen Etikettiergerät "Monarch" zur Handauszeichnung genutzt. Der Austausch der leeren gegen die volle Farbrolle kann einfach und schnell selbst durchgeführt werden. Die manuelle Dokumentation ist so schnell wieder einsatzbereit.

Die Folie hat die Maße 110 mm x 600 m und hat Wachs-Harz-Qualität. Außen ist sie beschichtet, innen lagert sie auf einem Kunststoffkern.

Spezifikation:

Art des Artikels: Etikettiergerät

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP