



VERSCHLUSSSIEGEL UNILOCK MIT DAMPFINDIKATOR, 1000 STÜCK

mit eckigem Steg, zum Verschließen von Sterilisationscontainern

Artikelnummer: 206262

Hersteller: Key Surgical

Preis: 82,04 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Verschlussiegel UniLock werden zum Verschließen von Sterilcontainern genutzt. Die Einmal-Verschlussiegel mit eckigem Steg sind bis 134°C verwendbar und in verschiedenen Farben erhältlich. Es sind jeweils 1000 Verschlussiegel enthalten. Der integrierte Dampfndikator zeigt eine erfolgreiche Sterilisation an.

Spezifikation:

Art des Artikels: Siegel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Material: Kunststoff