



VERSCHLUSSSIEGEL UNILOCK XL MIT INDIKATOR, 1000 STÜCK

geeignet zum Verschließen von Sterilisationscontainern

Artikelnummer: 202789

Hersteller-EAN: 4047389012213

Hersteller: Key Surgical

Preis: 80,60 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Verschlussiegel UniLockXL werden zum Verschließen von Sterilcontainern genutzt. Die Einmal-Verschlussiegel sind bis 134° C verwendbar. Der integrierte Dampfindiktor zeigt eine erfolgreiche Sterilisation an. Es sind jeweils 1000 Verschlussiegel enthalten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Plombe

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Material: Kunststoff