



WEBECO ERSATZPATRONEN, DOPPELPAK

für Wasseraufbereitungssystem

Artikelnummer: 140038

Hersteller: matachana

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Diese Ersatzpatronen sind kompatibel mit dem Webeco WEB130 Wasseraufbereitungssystem. Die Patronen werden zur Wasseraufbereitung genutzt und sorgen für optimale Wasserqualität. Durch die Verwendung von aufbereitetem Wasser schützen Sie Ihre Geräte und Instrumente und beugen frühzeitigem Verschleiß vor. Die Patronen sind leicht und schnell selbst austauschbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O