



## **MEDI PACK CHEMISCHER INTEGRATOR - DAMPFSTERILISATION KLASSE 5, 45 STÜCK**

erfüllt DIN ISO 11140-1, Restposten 45 Stk.

Artikelnummer: 204180-B  
Hersteller: Medi Pack

**Preis: 19,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Es handelt sich um einen Restposten von 45 Stück.  
Der chemische Integrator Klasse 5 von MEDI PACK wird für die Überwachung der kritischen Prozessparameter während der Dampfsterilisation im medizinischen, dentalen oder veterinären Bereich genutzt. Im Sterilisationsprozess werden so Zeit, Temperatur und Sattdampf geprüft. Der chemische Indikatorstreifen wird in jede Sterilgutverpackung gelegt, um sicherzustellen, dass in allen Verpackungen die gleichen Sterilisationsbedingungen vorhanden waren. Der Sterilisationsprozess war erfolgreich, wenn sich die beiden Indikatorenanzeiger 1 und 2 schwarz gefärbt haben. Ist dies nicht der Fall, muss die Ladung im Autoklaven erneut sterilisiert

werden.

Hinweis: Dieser Test ist nicht als Dampfdurchdringungstest für Hohlkörper geeignet.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 5

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse S