



## **KANISTERSCHLÜSSEL**

zum einfachen Öffnen von 5L u. 10L-Kanisterverschlüssen

Artikelnummer: 202640

Hersteller: Melag

**Preis: 11,14 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Kanisterschlüssel zum Öffnen MELAG-Prozessmedien-Kanistern. Der Schlüssel ist passend sowohl für die 5-, als auch für die 10-Liter-Kanister der Prozessmedien für MEtherm. Dadurch kann der Austausch der Prozessmedien schnell und einfach selbst vorgenommen werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate