



KLEINTEILEBEHÄLTER KOMFORT

für Thermodesinfektoren

Artikelnummer: 207002

Hersteller: Melag

UVP: 122,00 €

Preis: 101,67 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Kleinteilebehälter Komfort bietet eine praktische Lösung zur sicheren Aufbereitung von Kleinteilen im MELAtherm. Dieser Behälter kann dank der kompakten Maße in die Flexkörbe gelegt werden. In Kombination mit einem Einsatz können rotierende Instrumente fixiert und somit geschützt gereinigt und desinfiziert werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Abmessungen Tx Bx H: 7 x 8,4 x 7,15 cm