



MELAG ADAPTER FÜR KAVO TURBINEN (MULTIFLEX)

für Carebox Blue des Careclave

Artikelnummer: 202433

Hersteller: Melag

Preis: 149,76 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Careclave von MELAG ist die 4-in-1 Lösung für die Aufbereitung von dentalen Hand- und Winkelstücken. Die Weltneuheit revolutioniert den Aufbereitungsprozess in der Zahnarztpraxis grundlegend und bietet dabei die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Übertragungsinstrumenten.

Verschiedene Adapter ermöglichen eine Bestückung der Carebox Blue des Careclave mit Hand- und Winkelstücken gemäß Ihren Praxisbedürfnissen. Dieser Adapter wird für KaVo Turbinen (Multiflex) genutzt. Der Adapter wird in die Carebox Blue eingebracht, dann können die Instrumente aufgesteckt und so aufbereitet und gepflegt werden.

Hinweis: Die Adapter dienen der Innenreinigung von Übertragungsinstrumenten.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Dental