



MELAG ADAPTER FÜR MIDWEST-ANSCHLUSS (4/5 LOCH)

für Carebox Blue des Careclave

Artikelnummer: 202436

Hersteller: Melag

Preis: 156,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Careclave von MELAG ist die 4-in-1 Lösung für die Aufbereitung von dentalen Hand- und Winkelstücken. Die Weltneuheit revolutioniert den Aufbereitungsprozess in der Zahnarztpraxis grundlegend und bietet dabei die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Übertragungsinstrumenten.

Verschiedene Adapter ermöglichen eine Bestückung der Carebox Blue des Careclave mit Hand- und Winkelstücken gemäß Ihren Praxisbedürfnissen. Dieser Adapter wird für Übertragungsinstrumente mit Midwest-Anschluss (4/5 Loch) genutzt. Der Adapter wird in die Carebox Blue eingebracht, dann können die Instrumente aufgesteckt und so aufbereitet und gepflegt werden.

Hinweis: Die Adapter dienen der Innenreinigung von Übertragungsinstrumenten.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Dental