



## MELAG ADAPTER FÜR SIRONA TURBINEN

für Carebox Blue des Careclave

Artikelnummer: 202432

Hersteller: Melag

**Preis: 156,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Careclave von MELAG ist die 4-in-1 Lösung für die Aufbereitung von dentalen Hand- und Winkelstücken. Die Weltneuheit revolutioniert den Aufbereitungsprozess in der Zahnarztpraxis grundlegend und bietet dabei die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Übertragungsinstrumenten.

Verschiedene Adapter ermöglichen eine Bestückung der Carebox Blue des Careclave mit Hand- und Winkelstücken gemäß Ihren Praxisbedürfnissen. Dieser Adapter wird für Sirona Turbinen genutzt. Der Adapter wird in die Carebox Blue eingebracht, dann können die Instrumente aufgesteckt und so aufbereitet und gepflegt werden.

Hinweis: Die Adapter dienen der Innenreinigung von Übertragungsinstrumenten.

### **Spezifikation:**

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb  
Max-Berk-Str. 3  
69226 Nussloch  
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90  
Telefax: 06224 98960 99  
[www.steri-shop.de](http://www.steri-shop.de)  
[info@steri-shop.de](mailto:info@steri-shop.de)

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Dental