



MELAG ADAPTER FÜR ZEG-SPITZEN M3,0 X 0,6 MM, AUßENGEWINDE

für MELAtherm 10 oder Carebox Green

Artikelnummer: 200328

Hersteller: Melag

UVP: 50,00 €

Preis: 41,96 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Adapter für ZEG-Spitzen M3,0 x 0,6 mm mit Außengewinde wird im MELAtherm 10 oder der Carebox Green des Careclave eingesetzt. Der Adapter dient der Innenreinigung von Ultraschall- und Luftscalerspitzen und wird hierzu auf einen Anschluss des Injektorkorbs Flex 1, des Einzelfiltergehäuses oder direkt auf die Injektorscheine mit Zentralfilter geschraubt. Der Adapter ist kompatibel mit Acteon(Satelec) Newtron und Suprasson, NSK Varios NSK und Satelec, Hu-Friedy Piezo S-Serie und Ultradent Newtron.

Hinweis: Wird der Adapter nicht mit einem Instrument bestückt, muss er mit einer Silikon-Verschlusskappe verschlossen werden. Eine passende grüne Kappe finden Sie unter der Art.-Nr. 200331.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate