



MELAG ADAPTER M8 X 1, EXZENTRISCH

für Drehmomentschlüssel in der Carebox Green

Artikelnummer: 202428

Hersteller: Melag

Preis: 66,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Careclave von MELAG ist die 4-in-1 Lösung für die Aufbereitung von dentalen Hand- und Winkelstücken. Die Weltneuheit revolutioniert den Aufbereitungsprozess in der Zahnarztpraxis grundlegend und bietet dabei die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Übertragungsinstrumenten.

Der exzentrische Adapter M8 x 1 wird benötigt, wenn bis zu sechs Drehmomentschlüssel mit einem Durchmesser von mehr als 38 Millimetern aufbereitet werden. Der Adapter wird mit der Carebox Green im Careclave verwendet. So erleichtern Sie die Aufbereitung und Pflege Ihrer Hohlkörper-Instrumente.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Dental