



MELAG ANSCHLUSS-SET FÜR IONENAUSTAUSCHER-PATRONE

passend für alle Ionenaustauscher mit 3/4" Anschluss

Artikelnummer: 203094

Hersteller: Melag

Preis: 240,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Anschluss-Set für Ionenaustauscher-Patronen von MELAG ist kompatibel mit allen Patronen mit 3/4" Anschluss. Das Set zum Anschluss an Ihren Thermodesinfektor ermöglicht den platzsparenden und sicheren Einbau der Vollentsatzungspatrone. Mit der Sicherungskombination ist gewährleistet, dass kein ggf. kontaminiertes Wasser zurück in den Haus-Wasserkreislauf gelangt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Passend für System: MELAdem 53;MELAdem 53C;Ionenaustauscher-Patrone

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate