



MELAG BARCODE-ETIKETTENDRUCKER MELAPRINT 60

zur Dokumentation mit Chargendaten

Artikelnummer: 200151

Hersteller: Melag

UVP: 999,00 €

Preis: 849,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Etikettendrucker MELAprint 60 ist netzwerkfähig und ermöglicht so die direkte Kommunikation mit den Autoklaven der Premium-Klasse, der Cliniclave-Serie und der Software MELAtrace von MELAG. Hierzu wird er direkt an die Netzwerk-Schnittstelle angeschlossen oder in das bestehende Praxis-Netzwerk und MELAtrace eingebunden.

Nach Freigabe der erfolgreichen Sterilisation am Bildschirm des Autoklaven wird der Ausdruck von Etiketten zur Kennzeichnung der verpackten Instrumente im MELAprint 60 ausgelöst. Ein zusätzlicher PC im Aufbereitungsraum und externe Software ist nicht nötig. Auf den Etiketten sind Sterilisationsdatum, Tagescharge, ggf. die Beurteilung des Prüfkörpersystems und die

Personalnummer des Freigebenden vermerkt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Drucker

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: Vacuklav 29 VS+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 40 B+;Vacuklav 41 B+;Vacuklav 23 VS+;Vacuklav 24 B+;Vacuklav 23 B+;Vacuklav 44 B+;Vacuklav 43 B+;Cliniclave 45;Cliniclave 45 M

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate

Verbindung: Netzwerkkabel