



## **MELAG BEHÄLTERSCHLÜSSEL FÜR MELADEM**

verwendbar mit MELAdem 40/47/55/56/56M

Artikelnummer: 114979

Hersteller: Melag

**Preis: 31,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Dieser Behälterschlüssel von MELAG ist kompatibel mit MELAdem 40, 47, 55, 56 und 56 M. Der Schlüssel wird zum Öffnen der Filtergehäuse an den Wasseraufbereitungsanlagen genutzt. Außerdem ermöglicht er den schnellen Austausch der Verbrauchskomponenten an den Wasseraufbereitungsanlagen und sorgt damit für einen reibungslosen Praxisablauf.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für System: MELAdem 40;MELAdem 47;MELAdem 53;MELAdem 56;MELAdem 56 M