



## MELAG CARECLAVE 4-IN-1 LÖSUNG STARTERPAKET

Reinigung & Desinfektion, Pflege, Sterilisation, Freigabe

Artikelnummer: 202438

Hersteller: Melag

UVP: 18.548,00 €

**Preis: 13.199,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der neue Careclave von MELAG ist die 4-in-1 Lösung für die Aufbereitung von dentalen Hand- und Winkelstücken. Die Weltneuheit revolutioniert den Aufbereitungsprozess in der Zahnarztpraxis grundlegend und bietet dabei die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Übertragungsinstrumenten.

Der Careclave ermöglicht die Reinigung und Desinfektion von bis zu acht Übertragungsinstrumenten, Prophylaxe-Handstücken oder ZEG-Spitzen in nur 16 Minuten. Die Pflege der Instrumente wird vom Careclave schonend und schnell gewährleistet. Das Care Oil von MELAG ist speziell für die Nutzung im Careclave konzipiert und garantiert eine optimale Pflege bei niedrigem

Verbrauch. Durch das patentierte Dosierverfahren iDOS wird jedem Instrument in der Carebox punktgenau die nötige Ölmenge zugeführt. So erhöhen Sie langfristig die Lebensdauer Ihrer Instrumente und vermeiden dadurch regelmäßige Kosten der Neuanschaffung von Instrumenten. Zusätzlich kann die Spannzangenpflege über die integrierte ADDcare Pflegestation direkt am Gerät erfolgen. Durch diese Pflegeschritte des Careclave wird die Lebensdauer Ihrer Instrumente verlängert und es werden langfristig Kosten eingespart.

Careclave bietet zusätzlich die Funktionen eines modernen Klasse B-Autoklaven. Dank patentierter Doppelmantel-Technologie und patentierter DRYtelligence lassen sich bis zu elf Kilogramm Beladung auf bis zu acht Tablett oder in vier MELAstore-Boxen in Rekordzeit sterilisieren. Das neuartige Kammerkonzept ermöglicht auch die gleichzeitige Aufbereitung und Pflege von Instrumenten in der Carebox bei gleichzeitiger Sterilisation von weiteren Instrumenten auf kurzen Tablett in nur einem Zyklus. Die Trocknung ist Algorithmus-gesteuert und passt sich so optimal an die Beladungsmenge an. Die Careboxen sind optimal auf die Nutzung in Zahnarztpraxen abgestimmt. Die Carebox Green dient der Aufbereitung von bis zu acht Prophylaxe-Handstücken und ZEG-Spitzen mit Drehmomentschlüssel. Die Carebox Blue wird zur sicheren Aufbereitung und Pflege von bis zu acht Turbinen und Hand- und Winkelstücken genutzt. Die patentierte Carebox-Connect-Technologie erkennt beim Einhängen der Box in die Tür automatisch, welche Box eingehängt wurde und passt die Programmauswahl perfekt an die Beladung an.

Um die Carebox optimal nutzen zu können, sind die acht Adapter frei wählbar. Zur Auswahl stehen Ihnen hierbei: ME02607, ME02606, ME02604, ME02602, ME02601, ME02605, ME02608 und ME02609.

Die Dokumentation und Freigabe findet direkt am großen Smart-Touch-Display ohne extra Software statt. Der digitale Nachweis einer fehlerfreien Instrumenten-Aufbereitung kann so sicher, schnell und papierlos per USB oder Netzwerk erbracht werden. Für den lückenlosen Nachweis werden die Aufbereitungsprotokolle auf den MELAG USB-Stick oder im Praxisnetzwerk abgespeichert.

Mit dem Careclave sparen Sie aber auch Zeit, Geld und Platz ein, die im Praxisalltag wichtige Güter sind. Careclave ist in der Anschaffung günstiger als ein Autoklav und ein Pflegegerät und spart außerdem Wartungen und Validierungen für zusätzliche Geräte. Dies führt zu einer Ersparnis von bis zu 6.000 Euro (gerechnet über einen Zeitraum von elf Jahren im Vergleich zu herkömmlichen Gerätekombinationen).

Mit dem Careclave erreichen Sie eine Platzersparnis von 45 % im Aufbereitungsraum, da kein zusätzliches Pflegegerät diesen Platz beansprucht. So steht mehr Arbeitsfläche zur freien Verfügung. Die schnelle Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten in nur 16-18 Minuten sorgt für eine rasche Wiederverfügbarkeit der Instrumente und reduziert damit den Investitionsbedarf für weitere Instrumente. So lassen sich an einem Arbeitstag bis zu 200 dentale Hohlkörper-Instrumente aufbereiten und pflegen.

Die enthaltenen kurzen Tablett inklusive Halterung dienen der Aufnahme von

Instrumenten während der Aufbereitung im Careclave. Die kurze Halterung ermöglicht die gleichzeitige Sterilisation von Instrumenten auf den kurzen Tablett und die Aufbereitung und Pflege von Instrumenten in der Carebox in nur einem Zyklus.

Careclave ist ein Gerät, das sowohl die Norm für Thermodesinfektoren (DIN EN ISO 15883) als auch die für Autoklaven (DIN EN 13060) erfüllt.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 65,3 cm x 48 cm x 56,2 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 35 cm

Fachbereich: Dental

Stromversorgung: 220 - 240 V;50 Hz

Leistung: 3 kW

Druckluftanschluss: 4 - 8 bar

Farbe: weiß

Gewicht: 69 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Dokumentation: USB;Netzwerk

Kammervolumen: 18 Liter

Beladungsmenge: 11 kg Instrumente / 2 kg Textilien

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Trocknung: Trocknung integriert