



## MELAG CHARGENGLEITER FÜR CLINICLAVE 45 SERIE

passend für Beladewagen und Gleischiene Komfort

Artikelnummer: 200319

Hersteller: Melag

UVP: 390,00 €

**Preis: 361,62 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Chargengleiter wird verwendet, um Sterilisationscontainer einfach in den Cliniclave 45 zu schieben. Hierfür werden ebenfalls zwingend der MELAG Beladewagen sowie die Gleischiene Komfort benötigt. Für den Cliniclave 45 M werden zwei Chargengleiter benötigt.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Cliniclave 45;Cliniclave 45 M

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate