



MELAG COOLING BOX FÜR CARECLAVE CAREBOX

zur schnellen Abkühlung der Instrumente

Artikelnummer: 200635

Hersteller: Melag

UVP: 1.665,00 €

Preis: 1.369,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Cooling Box von MELAG wurde speziell für die Nutzung mit dem Careclave konzipiert. Das optionale Zubehörteil für die 4-in-1 Lösung ermöglicht einen schnellen Wiedereinsatz der Instrumente nach der Aufbereitung. Die Cooling Box gewährleistet den Abkühlungsprozess der in der Carebox aufbereiteten Instrumente in gerade einmal vier Minuten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör