



MELAG DAMPFSTERILISATOR B-KLASSE VACUKLAV 24 B+

22L-Kesselvolumen, Festwasseranschluss

Artikelnummer: 200016

Hersteller-EAN: 04260212350669

Hersteller: Melag

UVP: 10.315,00 €

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Hinweis: Für den Dampfsterilisator MELAG Vacuklav 24B+ gibt es inzwischen ein Nachfolgemodell, den MELAG Vacuclave 323. Dieser Autoklav bietet neue Innovationen, um eine höhere Leistung, herausragende Trocknungsergebnisse und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit zu bieten. Hier erfahren Sie mehr über den neuen Vacuclave 323: Zur Produktseite des Autoklaven

Der MELAG Vacuklav 24B+ ist Teil der hochwertigen Profi-Serie der MELAG Sterilisatoren und die längere Ausführung des Vacuklav 30B+. Die Sterilisationkammer ist bei diesem Gerät 45 cm lang und somit 10 cm länger als

des vergleichbaren 30B+ von MELAG. Die wassergekühlte Vakuumpumpe ermöglicht besonders schnelle Betriebszeiten des Sterilisators.

Der Autoklav wird direkt an Ihr Wassernetz und eine Wasseraufbereitungsanlage angeschlossen und versorgt sich somit vollständig selbst. Ein manuelles Befüllen und Entleeren der Tanks ist deshalb nicht notwendig. Nebenbei überwacht der MELAG 24B+ auch die Speisewasser-Qualität und meldet Ihnen Grenzwerte frühzeitig.

Die starke Vakuumpumpe und der leistungsfähige Dampferzeuger des Vacuklav 24B+ Dampfsterilisator von MELAG sorgen für kurze Zykluszeiten, so dass im Schnell B-Programm einfach verpackte Hohlkörper-Instrumente nach nur 30 Minuten entnommen werden können (Trocknungszeit zzgl. 20 Minuten). Neben dem Schnellprogramm bietet der Sterilisator ebenfalls das bekannte Universalprogramm sowie ein Prionenprogramm.

Mit dem vielseitigen Zubehör von MELAG können Sie unterschiedliche Drucker zur Dokumentation anschließen oder auch direkt in Ihr Praxisnetzwerk einbinden.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Zubehör: Der Vacuklav 24 B+ von MELAG kann für die Versorgung mit demineralisiertem Wasser wahlweise mit MELAdem 40, MELAdem 47 oder MELAdem 53 wird betrieben werden.

Hinweis: Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Die Garantieverlängerung von Steri-Tech / Steri-Shop erweitert den Garantie-/Gewährleistungszeitraum um die gewählte Laufzeit und beinhaltet den gleichen Leistungsumfang der Herstellergarantie/Gewährleistung.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Ohne Zubehör

Ausführung: Profi-Klasse

Abmessungen Tx Bx H: 70,5 cm x 42,5 cm x 49,5 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 45 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 55 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: optional

Dokumentation: extern

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 22 Liter

Beladungsmenge: 7 kg Instrumente / 2,5 kg Textilien

Tablettmaße: 42 cm x 19 cm x 2 cm

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Betriebszeit Universalprogramm: 30 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 30 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 40 Min.

Trocknung: Trocknung integriert

Trocknungszeit: 20 Min.