



## MELAG DAMPFSTERILISATOR S-KLASSE MELAQUICK 12+ P

1,4L-Volumen, mit integrierter Trocknungspumpe

Artikelnummer: 200022

Hersteller-EAN: 04260212351116

Hersteller: Melag

UVP: 6.542,00 €

**Preis: 5.518,17 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

MELAquick 12+ p Dampfsterilisator | MELAG

Klasse S, 1,4L-Volumen, mit integrierter Trocknungspumpe

Der Schnell-Autoklav MELAquick 12+ p Dampfsterilisator von MELAG spart Ihnen und Ihrem Team Zeit und bares Geld für die Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten. Diese müssen nach jedem Patienten hygienisch aufbereitet werden, idealerweise durch ein maschinelles und validierfähiges Verfahren. Der MELAquick 12+ p ist zu diesem Zweck die ideale Ergänzung Ihrer Praxisausstattung: In lediglich sieben Minuten können bis zu 12 Hand- und Winkelstücke oder Prophylaxe-Instrumente mit einer Länge von bis zu 20 cm

zwischen den Patientenbehandlungen schnell und sicher sterilisiert werden. Drei Klasse-S-Programme stehen mit diesem Autoklav der S-Klasse zur Verfügung: Ein Schnell-Programm für unverpackte Instrumente und zwei für verpackte.

Highlights:

- universell einsetzbarer Schnell-Autoklav- das sieben minütige Schnell-Programm ist ideal für dentale Hand- und Winkelstücke- MELAquick 12+ p ist kompakt und robust- normkonform nach der Europa-Norm EN 13060- Anschluss einer Wasseraufbereitung ist möglich- vielfältige Dokumentationsmöglichkeiten: MELAprint 44, MELAflash CF-Card Printer, MELAnet Box

Hinweise: - Lieferung inkl. Korbheber und zwei Behältern für aquadem und Abwasser.- Die effektive und normkonforme Trocknung erfolgt beim MELAquick 12+ p durch eine eingebaute Pumpe zur Druckluftherzeugung.- Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Ohne Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 46 x 20,5 x 43 cm

Stromversorgung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Farbe: weiß

Gewicht: 24 kg

Sterilisationsklasse: Klasse-S

Betriebszeit Universalprogramm: 13 - 15 Minuten

Betriebszeit Schnellprogramm: 6 - 8 Minuten