



MELAG DAMPFSTERILISATOR VACUCLAVE 550 PREMIUMPAKET

B-Klasse, 53 L Kesselvolumen, umfangreiches Zubehörpaket

Artikelnummer: 206790

Hersteller: Melag

UVP: 24.614,00 €

Preis: 19.990,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der neue Vacuclave 550 von MELAG schließt die Lücke zwischen Klein-Sterilisator und Groß-Sterilisator für Praxen mit hohem Instrumentenaufkommen! Mit 50 Litern Kammervolumen überzeugt er im Vergleich zu zwei alternativen Klein-Sterilisatoren mit deutlich mehr Kapazität bei 40 Prozent geringerer Aufstellfläche. Die extragroße Kammer bietet Platz für bis zu 25 Kilogramm Instrumente oder 16 Tablett. Auch ein 1/4 STE-Container kann genutzt werden. Auf minimalstem Platz können Sie so die maximale Anzahl an Instrumenten in Rekordzeit sterilisieren.

Dieses Paket enthält:- Vacuclave 550 Dampfsterilisator- USB-Stick-

Beladeauszug- Halterung Comfort- 5x Tablett 550

- 2x Tablett für 22-Liter Sterilisatoren- MELAcontrol Pro- MELAprint 60

Etikettendrucker- Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 53- Tablettheber-

Kesselreinigungsset Chamber Protect

Wegweisende Innovationen sorgen zusätzlich dafür, dass Sie Energie, Zeit und Geld sparen. Die patentierten Recovery, Coolify und Power Safe Technologien reduzieren Ihren Strom- und Wasserverbrauch im Praxisbetrieb erheblich.

Dank der patentierten Recovery Technologie wird die Hitze des verbrauchten Dampfes zur Erzeugung neuen Dampfes eingesetzt, wodurch der Energieverbrauch und die Wärmeabgabe in den Aufbereitungsraum reduziert werden.

Die Coolify Technologie verbindet eine hocheffiziente Luftkühlung mit einer smarten Temperaturüberwachung, wodurch kein Kühlwasser benötigt wird.

Durch die Power Save Technologie werden Heizung und Display zwischen den Sterilisationszyklen in einen Energiesparmodus versetzt.

Die bewährte Doppelkammer-Technologie von MELAG in XL sorgt für Rekord-Betriebszeiten von nur zwölf Minuten (ohne Trocknung). Dank der intelligenten DRYtelligence-Trocknung dürfen Sie optimale Trocknungsergebnisse bei bis zu 80 % verkürzten Trocknungszeiten erwarten.

Das extragroße Smart-Touch Display bietet vollsten Komfort in der täglichen Bedienung und unterstützt Sie intuitiv bei der Dokumentation und Freigabe mit ProControl direkt am Gerät ohne extra Software.

Zum aktuellen Produktvideo gelangen Sie hier.

Mit dem energiersparenden Vacuclave 550 sinken Ihre laufenden Kosten des Autoklaven und Sie tun der Umwelt gleichzeitig etwas Gutes! Im Vergleich zu zwei herkömmlichen Klein-Autoklaven können Sie bei 5 Zyklen pro Tag nach etwa 14 Jahren Energie im Wert von 2.200 Euro und Wasser im Wert von etwa 2.600 Euro einsparen. Natürlich halbieren sich ebenfalls die Kosten durch Wartung und Validierung, was in diesem Zeitraum zu einer Ersparnis von etwa 6.100 Euro führen kann.

Hinweise:- Für dieses Gerät wird eine ausreichend dimensionierte Wasseraufbereitungsanlage benötigt.- Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 71,5 cm x 63,6 cm x 59 cm

Innenmaße: Ø 38 cm x 45 cm

Stromversorgung: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz

Leistung: 3.400 W (15 Ampere), 2.700 W (13 Ampere)

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 98 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Kammervolumen: 53 Liter

Beladungsmenge: 25 kg unverpackt/11 kg verpackt

Trocknung: Intelligente Trocknung