



MELAG DAMPFSTERILISATOR VACUCLAVE 550

Autoklav 50 Liter Kesselvolumen für mehr Instrumente in kürzerer Zeit

Artikelnummer: 206733

Hersteller-EAN: 04260212351031

Hersteller: Melag

UVP: 19.999,00 €

Preis: 15.750,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der neueste Autoklav von MELAG, der Vacuclave 550, schließt die Lücke zwischen Klein-Sterilisator und Groß-Sterilisator für Praxen mit hohem Instrumentenaufkommen! Mit 50 Litern Kammervolumen überzeugt er im Vergleich zu zwei alternativen Klein-Sterilisatoren mit deutlich mehr Kapazität bei 40 Prozent geringerer Aufstellfläche. Die extragroße Kammer bietet Platz für bis zu 25 Kilogramm Instrumente oder 16 Tablett. Auch ein 1/4 STE-Container kann genutzt werden. Auf minimalstem Platz können Sie so die maximale Anzahl an Instrumenten in Rekordzeit sterilisieren.

Wegweisende Innovationen sorgen zusätzlich dafür, dass Sie Energie, Zeit und

Geld sparen. Die patentierten Recovery, Coolify und Power Safe Technologien reduzieren Ihren Strom- und Wasserverbrauch im Praxisbetrieb erheblich.

Dank der patentierten Recovery Technologie wird die Hitze des verbrauchten Dampfes zur Erzeugung neuen Dampfes eingesetzt, wodurch der Energieverbrauch und die Wärmeabgabe in den Aufbereitungsraum reduziert werden.

Die Coolify Technologie verbindet eine hocheffiziente Luftkühlung mit einer smarten Temperaturüberwachung, wodurch kein Kühlwasser benötigt wird. Durch die Power Save Technologie werden Heizung und Display des Autoklaven zwischen den Sterilisationszyklen in einen Energiesparmodus versetzt.

Die bewährte Doppelkammer-Technologie von MELAG in XL sorgt für Rekord-Betriebszeiten des Autoklaven von nur zwölf Minuten (ohne Trocknung). Dank der intelligenten DRYtelligence-Trocknung dürfen Sie optimale Trocknungsergebnisse bei bis zu 80 % verkürzten Trocknungszeiten erwarten. Das extragroße Smart-Touch Display bietet vollsten Komfort in der täglichen Bedienung und unterstützt Sie intuitiv bei der Dokumentation und Freigabe mit ProControl direkt am Gerät ohne extra Software.

Zum aktuellen Produktvideo gelangen Sie hier.

Mit dem energiesparenden Vacuclave 550 sinken Ihre laufenden Kosten des Autoklaven und Sie tun der Umwelt gleichzeitig etwas Gutes! Im Vergleich zu zwei herkömmlichen Klein-Autoklaven können Sie bei 5 Zyklen pro Tag nach etwa 14 Jahren Energie im Wert von 2.200 Euro und Wasser im Wert von etwa 2.600 Euro einsparen. Natürlich halbieren sich ebenfalls die Kosten durch Wartung und Validierung, was in diesem Zeitraum zu einer Ersparnis von etwa 6.100 Euro führen kann.

Hinweise: - Ein Anschluss der Wasseraufbereitungsanlagen MELAdem 47 oder MELAdem 53 wird empfohlen.

- Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Eine Wartung ist alle 4000 Zyklen oder spätestens alle zwei Jahre notwendig.

- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Ohne Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 71,5 cm x 63,6 cm x 59 cm

passend auf Tischplatte: 60 cm

Innenmaße: Ø 38 cm x 45 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Stromversorgung: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz

Leistung: 3.400 W (15 Ampere), 2.700 W (13 Ampere)

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 98 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: Netzkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Kammervolumen: 53 Liter

Beladungsmenge: 25 kg unverpackt/11 kg verpackt

Trocknung: Intelligente Trocknung