



MELAG DAMPFSTERILISATOR VACUKLAV 24 BL+ AKTIONSPAKET

B-Klasse Autoklav, 29L Kesselvolumen, inkl. MELAdem 40 und MELAflash CF-Card-Printer

Artikelnummer: 208008
Hersteller: Melag

UVP: 15.004,00 €

Preis: 8.990,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der MELAG Vacuklav 24BL+ ist Teil der hochwertigen Profi-Serie der MELAG Sterilisatoren und der längste Sterilisator im Kleinstereilisatoren-Segment. Die Sterilisationkammer des Autoklaven misst eine Tiefe von 60 cm und ist somit besonders für extra-lange Instrumente geeignet.

Die wassergekühlte Vakuumpumpe ermöglicht besonders schnelle Betriebszeiten des Sterilisators.

Der Autoklav wird direkt an Ihr Wassernetz und eine Wasseraufbereitungsanlage angeschlossen und versorgt sich somit vollständig selbst. Ein manuelles Befüllen und Entleeren der Tanks ist deshalb nicht

notwendig. Nebenbei überwacht der MELAG 24BL+ auch die Speisewasser-Qualität und meldet Ihnen Grenzwerte frühzeitig. Die starke Vakuumpumpe und der leistungsfähige Dampferzeuger des Vacuklav 24 BL+ Dampfsterilisator von MELAG sorgen für kurze Zykluszeiten. Neben dem Universalprogramm bietet der Sterilisator ebenfalls das bekannte Schnellprogramm sowie ein Prionenprogramm. Mit dem vielseitigen Zubehör von MELAG können Sie unterschiedliche Drucker zur Dokumentation anschließen oder auch direkt in Ihr Praxisnetzwerk einbinden. Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Die Garantieverlängerung von Steri-Tech / Steri-Shop erweitert den Garantie-/Gewährleistungszeitraum um die gewählte Laufzeit und beinhaltet den gleichen Leistungsumfang der Herstellergarantie/Gewährleistung. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Lieferumfang:- Halterung C Plus- 6x Tablett (55 x 19 cm)- MELAflash CF-Card-Printer- MELAcontrol Pro- MELAdem 40- Wasserabzweig

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 83,5 cm x 42,5 cm x 49,5 cm

passend auf Tischplatte: 70 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 60 cm

Stromversorgung: 220-240 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss;Inkl Wasseraufbereitung

Farbe: weiß

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Dokumentation: extern

Chargenfreigabe: extern

Kammervolumen: 29 Liter

Beladungsmenge: 7 kg Instrumente / 2,5 kg Textilien

Betriebszeit Universalprogramm: 48 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 26 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 56 Min.

Trocknung: Trocknung integriert

Trocknungszeit: 10 Min.