



MELAG DAMPFSTERILISATOR VACUKLAV 40 B+ EVOLUTION AKTIONSPAKET

B-Klasse Autoklav, 18L Kesselvolumen, Festwasseranschluss, inkl. Zubehör
und MELAdem 40

Artikelnummer: 202990

Hersteller: Melag

UVP: 13.155,00 €

Preis: 9.525,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Mit dem Vacuklav 40B+ Paket erwerben Sie neben dem Autoklav auch das
empfohlene Zubehörset für einen optimalen Start.

Im Lieferumfang enthalten:- 1 x Vacuklav 40 B+- 1 x Halterung für Tablett - 6 x
Tablett- 2 x Tablett schmal- 1 x MELAdem 40- 1 x Wasserabzweig- 1 x
CF-Card- 1 x MELAflash Cf-Card- 1 x MELAcontrol HelixDer Sterilisator
Vacuklav 40 B+ Evolution ist sowohl praktisch als auch ideal für alle Praxen, die
in nur 20 Minuten Gesamtbetriebszeit verpackte Instrumente im
Schnell-Programm B sterilisieren möchten. Für unverpackte Instrumente

benötigt der Premium Schnell-Autoklav Vacuklav 40 B+ Evolution nur zehn Minuten, fraktioniertes Vor-Vakuum und Trocknung eingerechnet. Die patentierte intelligente Trocknung DRYtelligence im Vacuklav 40 B+ Evolution ermöglicht zusätzlich die Verkürzung von Betriebszeiten und Einsparung von Ressourcen, da speziell entwickelte Algorithmen den Trocknungszyklus automatisch an die Beladung anpassen.

Der Vacuklav 40 B+ Evolution verfügt über ein intuitives Bedienkonzept, welches eine unkomplizierte und sichere Anwendung des Autoklaven durch das extra große Farb-Touch-Display ermöglicht. Besonders innovativ ist die im Vacuklav 40 B+ Evolution bereits integrierte Software (ohne Aufpreis) zur Freigabe, Kennzeichnung und Rückverfolgung der Instrumente, welche zusätzliche Sicherheit bietet.

Der Sterilisator Vacuklav 40 B+ Evolution ist durch die leistungsstarke Wasserkühlung der Vakuumpumpe nicht nur die Benchmark bei Geschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit, sondern setzt auch Maßstäbe in der Bedienerfreundlichkeit. Eine Wartung des Autoklaven ist alle 2 Jahre oder nach 4000 Zyklen erforderlich.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal. Die Garantieverlängerung von Steri-Tech / Steri-Shop erweitert den Garantie-/Gewährleistungszeitraum um die gewählte Laufzeit und beinhaltet den gleichen Leistungsumfang der Herstellergarantie/Gewährleistung. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Ausführung: Premium-Klasse

Abmessungen Tx Bx H: 55 cm x 46 cm x 50 cm

passend auf Tischplatte: 50 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 35 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 64 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: Netzwirkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 18 Liter

Beladungsmenge: 6 kg Instrumente / 2 kg Textilien

Tablettmaße: 29 cm x 19 cm x 2 cm

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Betriebszeit Universalprogramm: 21 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 15 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 38 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 4-30 Min.