



MELAG DREHGRIFF MIT VERSCHLUSSFALLE FÜR MELATRONIC 15/17/23

mit Bolzen und Schraube

Artikelnummer: 115860

Hersteller: Melag

Preis: 273,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Drehgriff mit Verschlussfalle passt zu den MELAG-Geräten MELAtronic 15, 17 und 23. Sollte der Griff einmal verschleißbedingt ausgetauscht werden müssen, kann der Tausch mit diesem Original-Ersatzteil leicht selbst erledigt werden. Im Lieferumfang ist bereits alles für den Anschluss enthalten. Dadurch kann der Austausch besonders schnell erfolgen und es entstehen keine Unterbrechungen im Praxisbetrieb.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: grau

Passend für Sterilisator: MELAtronic 15;MELAtronic 17;MELAtronic 23

Material: Kunststoff