



MELAG ERSATZFILTERSET FÜR MELADEM 47/55/56

bestehend aus Feinfilter, Aktivkohlefilter, Mischbettharz

Artikelnummer: 202615

Hersteller: Melag

Preis: 189,34 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Feinfilter-, Mischbettharz- und Aktivkohlefilter-Ersatzpatronen von MELAG sind kompatibel mit MELAdem 47, 55 und 56. Der Austausch in diesen Wasseraufbereitungssystemen sollte regelmäßig im Rahmen der Wartung stattfinden, um ein dauerhaft optimales Ergebnis bei der Wasseraufbereitung zu gewährleisten. Der Austausch kann schnell und einfach selbst vorgenommen werden.

Hinweis: Wir empfehlen den Wechsel der Dichtung des Filtergehäuses im 2-Jahres-Intervall (Art.-Nr. 114278).

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Farbe: silber

Passend für: MELAdem 47;MELAdem 55;MELAdem 56;MELAdem 56 M