



## MELAG INSTRUMENTENKORB STANDARD

für MELAtherm 10 und für MELAtherm 10 Evolution

Artikelnummer: 200059

Hersteller: Melag

UVP: 250,00 €

**Preis: 212,50 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Instrumentenkorb Standard von MELAG ermöglicht eine individuelle Befüllung des Basiskorbes während der Reinigung im MELAtherm 10 nach Ihren Bedürfnissen. Im Instrumentenkorb werden senkrecht stehende Instrumente, wie z.B. Pinzetten, Sonden, Spiegel, Scheren, Nasenspekula und Klemmen, mit den Griffenden nach unten zeigend, aufbereitet. Auch dentale Absaug-Kanülen mit 11mm- und 16mm-Anschluss können hier stehend gereinigt werden, das distale Ende muss hierbei nach oben zeigen. (Dies muss bei der Validierung gesondert beachtet werden.)

Hinweis: Bei Instrumenten mit zwei Arbeitsenden wird die Verwendung der Spitzenauflage (gesondert erhältlich) empfohlen.

Hinweis: Die Größe des Einsatzgestells entspricht 2/6 quer des Basiskorbes.

### **Spezifikation:**

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb  
Max-Berk-Str. 3  
69226 Nussloch  
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90  
Telefax: 06224 98960 99  
[www.steri-shop.de](http://www.steri-shop.de)  
[info@steri-shop.de](mailto:info@steri-shop.de)

Art des Artikels: Korb/Behälter

Abmessungen Tx Bx H: 364 x 130 x 122 mm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 55 Instrumente